



- 1-S0
- 2-S2
- 3-S4
- 4-S6
- 5-S7
- 6-S8
- 7-GND
- 8-SEL

EMBASE GP10
GP10 SOCKET

EMBASE MINI USB
MINI USB SOCKET

CONNECTION DE MASSE AVEC COSSE
GROUND WIRE WITH THIMBLE

Cristal B380 $\phi 38.1 \times 38.1$
B380 crystal $\phi 38.1 \times 38.1$

Boîtier ALUMINIUM Ep:0.5
ALUMINIUM housing Th:0.5

Blindage antimagnetique
Magnetic shield

PM R6231
PMT R6231

PONT DIVISEUR
PREAMPLIFICATEUR
ANALYSEUR MULTI CANAUX
DEMONTABLE
(AMC POUR PM R6231,-HT,
120mHz ET USB)

REMOVABLE
VOLTAGE DIVIDER
PREAMPLIFIER
MULTI CHANNEL ANALYSER
(MCA BASE FOR PMT R6231,-HV,
120mHz AND USB)

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
DE L'ANALYSEUR MULTI CANAUX
LABEL FOR TYPE OF
MCA BASE

MONTAGE EN HT<0
NEGATIVE HV

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE +5°C A +50°C
GRADIENT 8°C/H MAXI
PHR <ou= 3% @ 662KeV GARANTIE AVEC HT= -800V
OPERATING TEMPERATURE +5°C TO +50°C
RATE 8°C/H MAX
PHR <or= 3% @ 662KeV GUARANTEED WITH HV= -800V TYPICAL

Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
D	30/06/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT DECCO 10285CI (ajouter specif)	03/07/14	AM
C	04/02/14	C.J	MISE A JOUR ETIQUETTE AMC	x	x
B	29/01/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT PIECES US	x	x
A	21/01/14	C.J	JUPE ALU DEVIENT MUMETAL	22/01/14	AM

TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mK) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES	
Propriété de la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.	
Dess: C.J	Ensemble: SCINTIBLOC 38 SEAAmc 38 /2 /B380
Date: 30/09/13	
Vérif: AM	
Date: 18/02/14	Détail:
Ech: 1:1	Ref.BE: 2-4-6395

10029CI

Saint Pierre les Nemours - France

2	-	3	-	7	9	4	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Indice **D**