



1-S0  
2-S2  
3-S4  
4-S6  
5-S7  
6-S8  
7-GND  
8-SEL

**EMBASE GP10**  
GP10 SOCKET

**EMBASE MINI USB**  
MINI USB SOCKET

**CONNECTION DE MASSE AVEC COSSE**  
GROUND WIRE WITH THIMBLE

**Cristal B380**  $\varnothing 50.8 \times 50.8$   
B380 CRYSTAL  $\varnothing 50.8 \times 50.8$

**PM R6233**  
PMT R6233

**FENETRE D'ENTREE ALUMINIUM Ep:1**  
ALUMINUM ENTRANCE WINDOW Th:1

**Blindage antimagnetique**  
MAGNETIC SHIELD

**PONT DIVISEUR**  
PREAMPLIFICATEUR  
ANALYSEUR MULTI CANAUX  
DEMONTABLE  
(AMC POUR PM R6233,-HT,  
120mHz ET USB)

**ETIQUETTE D'IDENTIFICATION**  
DE L'ANALYSEUR MULTI CANAUX  
LABEL FOR TYPE OF  
MCA BASE

**REMOVABLE**  
VOLTAGE DIVIDER  
PREAMPLIFIER  
MULTI CHANNEL ANALYSER  
(MCA BASE FOR PMT R6233,-HV,  
120mHz AND USB)

**MONTAGE EN HT < 0**  
**NEGATIVE HV**

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE +5°C A +50°C  
GRADIENT 8°C/H MAXI  
PHR <ou= 3% @ 662KeV GARANTIE AVEC HT= -800V

OPERATING TEMPERATURE +5°C TO +50°C  
RATE 8°C/H MAX  
PHR <or= 3% @ 662KeV GUARANTEED WITH HV= -800V TYPICAL

BE1360

<b>B</b>	30/06/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT DECCO 10285CI (ajouter specif)	03/07/14	AM
<b>A</b>	04/03/14	C.J	MODIFIER EPAULEMENT	X	X
Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mk) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES					
Propriété de la société <b>SAINT-GOBAIN CRISTAUX</b> ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.					
Date: 24/02/14	Ensemble: SCINTIBLOC 51 SEAAmc 51 /3 /B380				
Dess: C.J					
Date: 25/02/14					
Vérif: AM	Détail:				Ref.BE:
Ech: 1:1					2-3-7949
				FORMA	A3
				 Saint Pierre les Nemours - France 2 - 3 - 7 9 8 4 Indice B	